

# STRONG

# Дефлю® Deflu®

## СІЛЬВЕР НІС

### ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ спрей 15 мл (ml) DEFU® SILVER NOSE STRONG spray 15 ml

Рецептура за розробкою «Дельта Медікел Промоушнз АГ», Швейцарія

**Склад:** колоїдний розчин срібла 45-55 ppm, (45-55 mg/l (mg/l)), екстракт ісландського моху (*Cetraria islandica*), ефірна олія туї, ефірна олія м'яти, ефірна олія ялиці; *допоміжні компоненти:* ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, гліцерин, Д-пантенол, тимол, танін, гіалуронат натрію, сорбат калію, вітамін Р, вітамін Е, вітамін А.

Колоїдне срібло має широкий спектр антибактеріальної, протівірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа. Бактерицидна дія *in vitro* на *Staphylococcus aureus* спостерігається при концентрації наночасток колоїдного срібла 45-50 ppm (45-50 mg/l (mg/l)).

При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний розчин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів та систем організму.

Колоїдне срібло може проявляти віруліцидну дію щодо вірусу грипу та інших вірусів, а також в'язучу дію.

Екстракт ісландського моху (*Cetraria islandica*) має протизапальні та протимікробні властивості. Дубильні речовини мають в'язучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки носа, усуненню набряку та покращенню носового дихання.

Ефірні олії сприяють зменшенню набряку, розрідженню секрету та відходженню слизу з носових пазух та носа.

Д-пантенол, вітамін Е та вітамін А сприяють усуненню відчуття подразнення слизової оболонки носа.

Медичний виріб. Застосовується як допоміжний засіб, що сприяє полегшенню перебігу нежитю, що супроводжує аденоїдит, риніт, риносинусит. Сприяє лікуванню та полегшенню перебігу нежиттю за рахунок передбачуваної дії на слизовій оболонці носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних та метаболічних засобів, але з можливістю сприяння їхній активності.

Застосовується дітям від 12 років та дорослим.

#### Спосіб застосування та дози:



тільки для місцевого (назального) застосування.

Струснути флакон і зняти захисний ковпачок. При першому застосуванні зробити 1-2 пробних розпилення у повітря в зворотному

напрямку від очей. Розпилення в порожнину носа проводити при вертикальному положенні голови.

У перші два дні застосовувати по 1-2 розпилення 5-6 разів на добу. Починаючи з третього дня, застосувати по 1-2 розпилення 3-4 рази на добу.

Загальний курс застосування становить 5-10 днів.

#### Протипоказання:

- застосування у дітей віком до 12 років;
- підвищена чутливість до складових.

#### Застереження:

- не застосовувати Дефлю® Сільвер Ніс Стронг у разі пошкодження флакона або після закінчення терміну придатності;
- не розбирати розпилювач на запчастини;
- не застосовувати при алергічній етіології захворювання;
- у людей з підвищеною чутливістю до компонентів медичного виробу можлива поява алергічних реакцій;
- при випадковому потрапленні в очі промити великою кількістю чистої води.

**Строк придатності:** 3 роки.

**Опис:** прозора рідина від світло-коричневого до коричневого кольору.

**Упаковка:** 15 ml (мл) у флаконі із пластику коричневого кольору, оснащеному помпою-розпилювачем. Один флакон поміщений у картонну упаковку разом з інструкцією із застосування медичного виробу.

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 °C до 25 °C у сухому, захищеному від дії прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.

Не зберігати у холодильнику.

Після відкриття флакону медичний виріб можна застосовувати протягом 3 місяців.

**Виробник:** ПП «Чарлі», вул. Полтавський шлях, 123, м. Харків, 61064, тел.: (057) 751-80-34 для ТОВ «Дельта Медікел».

LOT «код партії»

«ознайомлення з інструкціями для застосування»

«використати до»

**Дата випуску**

**інструкції із застосування:** 01.11.2018

