

# Дефлю® Deflu® ЗАХИСТ НІС

## ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 g (г) DEFLU® DEFENCE NOSE gel 10 g

Рецептура за розробкою Дельта Медікел Промоушнз АГ, Швейцарія

**Склад:** колоїдний розчин срібла 45-55 mg/l (мг/л), бісаболол, гіалуронова кислота.

**Допоміжні речовини:** альгінат натрію, тригліцериди, гліцерин, ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, Д-пантенол, тимол, диметикон, пропіленгліколь, сорбат калію, лізоциму гідрохлорид, сульфат цинку, вітаміни А та Е.

Комплекс альгінату натрію з бурих водоростей, тригліцеридів та гліцерину створює захисний бар'єр від вірусів та бактерій.

Колоїдне срібло володіє противірусною, антибактеріальною та противогрибковою активністю, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа.

При місцевому застосуванні (назальний) колоїдний розчин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці та шкірі носа, але не впливає на функції органів та систем організму.

Колоїдне срібло може проявляти віруліцидну дію щодо вірусу грипу та інших респіраторних вірусів.

Бісаболол – активна речовина ромашки аптечної, має виражену протизапальну, антисептичну і ранозагоювальну дію.

Гіалуронова кислота зволожує та зменшує подразнення слизової оболонки носа та шкіри навколо носа.

Медичний виріб Дефлю® Захист Ніс гель застосовується як допоміжний засіб, який сприяє запобіганню гострим респіраторним вірусним захворюванням, полегшенню перебігу гострих запальних уражень носової порожнини та шкіри навколо носа.

### Спосіб застосування та дози

Тільки для місцевого (назального) застосування.

Для профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань та грипу Дефлю® Захист Ніс гель використовують протягом всього сезону підвищення захворюваності або при контакті з хворими на грип та ГРВІ.

Перед застосуванням відкрутіть на тубі захисний ковпачок і, тримаючи її вертикально вгору носиком, відріжте кінчик носика (близько 1 мм).

Невелику кількість гелю наносити на слизову оболонку носа 2–3 рази на добу. Помірним стисканням крил носа розтерти гель по слизовій оболонці.

При гострих запальних захворюваннях носа Дефлю® Захист Ніс гель наносити на слизову оболонку носа 4–5 разів на добу. Курс застосування становить 5–10 днів.

При подразненні шкіри навколо носа під час нежитю Дефлю® Захист Ніс гель наносити на уражену ділянку 4–5 разів на добу.

Дія засобу може зумовлювати відчуття незначного печіння. Можна застосовувати під час вагітності або годування груддю.

### Протипоказання:

- застосування у дітей віком до 1 року;
- підвищена чутливість до компонентів.

### Застереження

Не застосовувати Дефлю® Захист Ніс гель після закінчення терміну придатності.

**Строк придатності:** 3 роки.

**Опис:** прозорий гель з легким сірим відтінком.

**Упаковка:** туба з гелем 10 g (г).

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 °С до 25 °С у сухому, захищеному від дії прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці. Не зберігати у холодильнику. Після відкриття медичний виріб можна застосовувати протягом 3 місяців.

### Виробник

ПП «Чарлі», вул. Полтавський шлях, 123, м. Харків, 61064, тел.: (057) 751-80-34 для ТОВ «Дельта Медікел».

**Дата випуску інструкції із застосування:** 04.08.2020.

«Код партії»

«Дата виготовлення»

«Використати до»

«Користуйтеся інструкцією із застосування»

«Виробник»



Artwork information		Colors
Product title	DEFLU™ Nose Defence gel 10 g	
Type	Leaflet	Black
Date Created	26.06.2020	
Dimensions	170x260 mm	
Language	UA	
SAP / Delta codes	000026845 / E05705	
Version	7   15.09.2020	
Designer	Oleh Andrieiev	
Regulatory	Inna Denisova	

